

Atualizações Plataforma Web (Cloud)

- [Atualização Versão 4.0.11.332](#)
- [Atualização Versão 4.0.13.457](#)
- [Atualização Versão 4.0.14.025](#)

Atualização Versão

4.0.11.332

A atualização entrará em produção de acordo com as especificações abaixo:

DATA E HORÁRIO

Início: 21/01/2019 às 06:30 AM.

Término: 21/01/2019 às 08:00 AM.

MÓDULOS

Gestão Inteligente de Esterilização.

Gestão Inteligente de Manutenção.

PARADA E INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA

Não haverá parada e indisponibilidade da plataforma. Durante o processo de atualização poderá haver instabilidade na plataforma.

MELHORIAS

MODULO INTELIGENTE DE MANUTENÇÃO

- SOLICITANTE->
Os filtros de solicitante agora funcionam como campo de busca autocomplete, para localizar o solicitante o usuário deverá digitar o nome do solicitante .
- CQ ->LEITURAS MANUAIS
Leituras manuais serão listadas após identificação do operador;
- CQ ->CONTROLES
Controle de tipo totalizador permite leituras de saída;
Novo tipo de controle "Saída/Consumo";
Tela de leituras de saída;
Configuração de usuário permitido para registro de leitura no controle;
- CQ -> PLANOS DE SERVIÇO
Permite configuração prévia de G.U.T das solicitações de serviços abertas

automaticamente;

Permite configuração prévia de campos "serviços a realizar" e 'avaliação/conclusão" das solicitações de serviço abertas automaticamente;

- CQ ->RELATÓRIO DE PLANOS
Novos filtros 'reagendar ao' e "técnico designado";
- CONFIGURAÇÕES -> IMPORTAÇÕES
Importação de patrimônios por lote de 100 registros.

MODULO INTELIGENTE DE ESTERILIZAÇÃO

- ROUPARIA->
A partir desta atualização o modo de uso da roupa será semelhante ao CME deixando o mesmo mais assertivo e detalhado;
- ROUPARIA ->MONTAR KIT -> INCLUIR ITEM NO KIT
Será possível visualizar a quantidade de esterilizações já realizadas no item, visualização estará disponível durante a embalagem do kit;
- ROUPARIA -> SAÍDA -> SAÍDA DE CHAVE
Saída de chave será realizada sem necessidade de vínculo a um kit, rastreabilidade das chaves disponível;
- CME ->LIMPEZA
A metodologia de ciclo de vida do kit foi alterada, agora segue a ideia de limpeza, embalagem, esterilização, arsenal e retorna a limpeza. Kits cuja algum item passe pela limpeza serão baixados do arsenal por reprocesso.
- CME -> EMBALAGEM
Item estará disponível para embalagem após o encerramento do ciclo de limpeza a qual foi incluído;
Ao atingir a marca das últimas 5 esterilizações configuradas no cadastro do patrimônio o sistema
irá disparar um aviso em tela relatando a proximidade do limite de esterilizações do mesmo.

PLANTÃO DE ATENDIMENTO

- 0800 606 6035
- (45) 99813-3246

Atualização Versão

4.0.13.457

A atualização entrará em produção de acordo com as especificações abaixo:

DATA E HORÁRIO

Início: 21/09/2021 às 12:15 AM.

Término: 21/09/2021 às 12:30 AM.

MÓDULOS

Gestão de Manutenção.

PARADA E INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA

Não haverá parada e indisponibilidade da plataforma.

MELHORIAS

MODULO INTELIGENTE DE MANUTENÇÃO

- SOLICITANTE->
Os filtros de solicitante agora funcionam como campo de busca autocomplete, para localizar o solicitante o usuário deverá digitar o nome do solicitante .
- CQ ->LEITURAS MANUAIS
Leituras manuais serão listadas após identificação do operador;
- CQ ->CONTROLES
Controle de tipo totalizador permite leituras de saída;
Novo tipo de controle "Saída/Consumo";
Tela de leituras de saída;
Configuração de usuário permitido para registro de leitura no controle;
- CQ -> PLANOS DE SERVIÇO
Permite configuração prévia de G.U.T das solicitações de serviços abertas automaticamente;
Permite configuração prévia de campos "serviços a realizar" e 'avaliação/conclusão" das

- solicitações de serviço abertas automaticamente;
- CQ ->RELATÓRIO DE PLANOS
Novos filtros 'reagendar ao' e "técnico designado";
- CONFIGURAÇÕES -> IMPORTAÇÕES
Importação de patrimônios por lote de 100 registros.

MODULO INTELIGENTE DE ESTERILIZAÇÃO

- ROUPARIA->
A partir desta atualização o modo de uso da roupaira sera semelhante ao CME deixando o mesmo mais assertivo e detalhado;
- ROUPARIA ->MONTAR KIT -> INCLUIR ITEM NO KIT
Será possível visualizar a quantia de esterilizações já realizadas no item, visualização estará disponível durante a embalagem do kit;
- ROUPARIA -> SAÍDA -> SAÍDA DE CHAVE
Saída de chave será realizada sem necessidade de vinculo a um kit, rastreabilidade das chaves disponível;
- CME ->LIMPEZA
A metodologia de ciclo de vida do kit foi alterada, agora segue a ideia de limpeza, embalagem , esterilização, arsenal e retorna a limpeza. Kits cuja algum item passe pela limpeza serão baixados do arsenal por reprocesso.
- CME -> EMBALAGEM
Item estará disponível para embalagem após o encerramento do ciclo de limpeza a qual foi incluído;
Ao atingir a marca das ultimas 5 esterilizações configuradas no cadastro do patrimônio o sistema
irá disparar um aviso em tela relatando a proximidade do limite de esterilizações do mesmo.

PLANTÃO DE ATENDIMENTO

- 0800 606 6035
- (45) 99813-3246

Atualização Versão

4.0.14.025

A atualização entrará em produção de acordo com as especificações abaixo:

DATA E HORÁRIO

Início: 16/05/2022 as 06:00 AM.

Término: 16/05/2022 as 06:30 AM.

MÓDULOS

Gestão de Manutenção e Arsenal .

PARADA E INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA

Não haverá parada e indisponibilidade da plataforma, apenas a necessidade de re-logar no sistema.

MELHORIAS

MODULO INTELIGENTE DE MANUTENÇÃO

- CQ -> CONTROLES -> CADASTRO DE CONTROLE
Trava de segurança que impossibilita a alteração dos parâmetros 'Tipo de controle', 'Tipo de leitura', 'Categoria' e 'Periodicidade';
- CQ -> RELATÓRIOS OEM -> DASHBOARDS
Replicação das alterações nos calculos de UMO e PMO feitas no relatório mensal de manutenção para as dashboards solar e hídrica.
- CQ -> RELATÓRIOS OEM -> DASHBOARDS
Replicação das alterações nos calculos de UMO e PMO feitas no relatório mensal de manutenção para as dashboards solar e hídrica.
- CQ -> RELATÓRIOS OEM -> DASHBOARDS
Replicação das alterações nos calculos de UMO e PMO feitas no relatório mensal de manutenção para as dashboards solar e hídrica.

PLANTÃO DE ATENDIMENTO

- 0800 606 6035