

# Atualização Versão

## 4.0.11.332

A atualização entrará em produção de acordo com as especificações abaixo:

### DATA E HORÁRIO

Início: 21/01/2019 às 06:30 AM.

Término: 21/01/2019 às 08:00 AM.

### MÓDULOS

Gestão Inteligente de Esterilização.

Gestão Inteligente de Manutenção.

### PARADA E INDISPONIBILIDADE PROGRAMADA

Não haverá parada e indisponibilidade da plataforma. Durante o processo de atualização poderá haver instabilidade na plataforma.

### MELHORIAS

#### MODULO INTELIGENTE DE MANUTENÇÃO

- SOLICITANTE->  
Os filtros de solicitante agora funcionam como campo de busca autocomplete, para localizar o solicitante o usuário deverá digitar o nome do solicitante .
- CQ ->LEITURAS MANUAIS  
Leituras manuais serão listadas após identificação do operador;
- CQ ->CONTROLES  
Controle de tipo totalizador permite leituras de saída;  
Novo tipo de controle "Saída/Consumo";  
Tela de leituras de saída;  
Configuração de usuário permitido para registro de leitura no controle;
- CQ -> PLANOS DE SERVIÇO  
Permite configuração prévia de G.U.T das solicitações de serviços abertas

automaticamente;

Permite configuração prévia de campos "serviços a realizar" e 'avaliação/conclusão" das solicitações de serviço abertas automaticamente;

- CQ ->RELATÓRIO DE PLANOS  
Novos filtros 'reagendar ao' e "técnico designado";
- CONFIGURAÇÕES -> IMPORTAÇÕES  
Importação de patrimônios por lote de 100 registros.

## **MODULO INTELIGENTE DE ESTERILIZAÇÃO**

- ROUPARIA->  
A partir desta atualização o modo de uso da roupa será semelhante ao CME deixando o mesmo mais assertivo e detalhado;
- ROUPARIA ->MONTAR KIT -> INCLUIR ITEM NO KIT  
Será possível visualizar a quantidade de esterilizações já realizadas no item, visualização estará disponível durante a embalagem do kit;
- ROUPARIA -> SAÍDA -> SAÍDA DE CHAVE  
Saída de chave será realizada sem necessidade de vínculo a um kit, rastreabilidade das chaves disponível;
- CME ->LIMPEZA  
A metodologia de ciclo de vida do kit foi alterada, agora segue a ideia de limpeza, embalagem, esterilização, arsenal e retorna a limpeza. Kits cuja algum item passe pela limpeza serão baixados do arsenal por reprocesso.
- CME -> EMBALAGEM  
Item estará disponível para embalagem após o encerramento do ciclo de limpeza a qual foi incluído;  
Ao atingir a marca das últimas 5 esterilizações configuradas no cadastro do patrimônio o sistema  
irá disparar um aviso em tela relatando a proximidade do limite de esterilizações do mesmo.

## **PLANTÃO DE ATENDIMENTO**

- 0800 606 6035
- (45) 99813-3246

---

Revisão #19

Criado 10 January 2020 17:16:58 por Alex França

Atualizado 16 January 2020 11:44:20