

# Movimentação de Arsenal - Rotina Operacional

Movimentação de KIT cirúrgico na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão de Esterilização.

## MOVIMENTAR KIT

### Caminho no Menu:

**CME -> Arsenal -> Movimentar**

- 1.1 Com o leitor de código 2D, identifique o código do crachá no campo "Operador";
- 1.2 Identifique o código do crachá do funcionário responsável pela movimentação no campo "Funcionário" e o nome será preenchido automaticamente no campo "Nome do funcionário";
- 1.3 No campo "Observações" pode ser preenchido informações adicionais sobre a movimentação dos KIT's;
- 1.4 Nos campos "Solicitante / Localização" selecione para onde serão enviado os KIT's;
- 1.5 Utilize o campo "Código do KIT" para identificar o código 2D presente na etiqueta de cada KIT.

Operador:	Funcionário:
<input type="text" value="****"/>	<input type="text" value="***"/>
Nome funcionário:	Observação:
<input type="text" value="LUIZ"/>	<input type="text"/>
Solicitante:	Localização
<input type="text" value="HOSPITAL SAO LUCAS SA"/>	<input type="text" value="CENTRO CIRURGICO HSL"/>
<div><input type="text" value="Código do KIT"/> <input type="button" value="OK"/></div>	

KIT	Nome	Operador / Observação	Funcionário	Solicitante/Localização
S#CK-872434	CADXA HEMODINAMICA LILAS N1	MASTER	LUIZ	HOSPITAL SAO LUCAS SA CENTRO CIRURGICO HSL
S#CK-866867	CADXA DE TORAX II DR FRANCISCO MOREIRA 30 PCS	MASTER	LUIZ	HOSPITAL SAO LUCAS SA CENTRO CIRURGICO HSL

Após a identificação da etiqueta, os KIT's serão movimentados instantaneamente sem a necessidade de salvar a operação.

Revisão #3

Criado 20 March 2020 20:21:03 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 21 December 2022 13:41:58 por GABRIEL BORGES PETERS